

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanasan reagen GOD-PAP pada suhu $\pm 25^{\circ}\text{C}$ selama 2 menit tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan glukosa darah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pemanasan reagen GOD-PAP pada suhu $\pm 25^{\circ}\text{C}$ selama 2 menit dapat diaplikasikan di laboratorium dengan catatan harus memperhatikan beberapa hal seperti suhu larutan harus selalu diukur, volume larutan yang dipanaskan jangan terlalu banyak atau bisa dengan cara larutannya dibagi-bagi ke dalam beberapa tabung kecil ketika akan dipanaskan, sehingga suhunya dapat sesuai dengan suhu ruang. Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh pemanasan reagen yang mengandung enzim pada parameter pemeriksaan lainnya.