

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Methylen Blue* dapat menjadi zat alternatif BCB 1% untuk hitung jumlah retikulosit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan untuk :

1. Pemeriksaan hitung jumlah retikulosit dapat digunakan pewarna *Methylen Blue* 1,5%, karena pada konsentrasi tersebut sudah optimal dalam mewarnai retikulosit.
2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai modifikasi *Methylen Blue* metode basah untuk pemeriksaan hitung jumlah retikulosit.