

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian stabilitas kadar glukosa darah sewaktu pada plasma NaF selama penundaan pemeriksaan dengan metode GOD-PAP kadar glukosa tetap stabil hingga waktu penundaan 48 jam.

#### **5.2 Saran**

Didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan saran berupa :

1. Dalam melakukan pemeriksaan plasma NaF dengan waktu penundaan sebaiknya disimpan di suhu kulkas dan ruangan sebagai perbandingan akan terjadinya perubahan nilai agar dapat lebih terlihat kadar perubahan yang berbeda.
2. Menggunakan reagen baik serum kontrol atau reagen glukosa GOD-PAP yang baik dan mengkalibrasi alat pemeriksaan terlebih dahulu agar bisa didapatkan hasil yang lebih baik dan terkontrol serta mengurangi *human error*.
3. Melakukan penundaan pemeriksaan lebih lama dengan menggunakan antikoagulan yang lebih baik dan terhomogenisasi dengan baik untuk pemeriksaan glukosa.