

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegunaan Propilen Glikol Beserta Rentang Konsentrasinya	17
Table 2.2 Kadar Normal Albumin	21
Table 2.3 Definisi Operasional.....	22
Table 3.1 Cara Kerja Pemeriksaan Albumin	28
Tabel 4.1 Data Suhu Ruangan, Suhu Refrigerator dan Suhu <i>Freezer</i>	35
Table 4.2 Range Kontrol Komersial	37
Table 4.3 Data Kontrol Komersial Tahap Pendahuluan	37
Table 4.4 Data Kontrol Komersial Tahap Test	38
Table 4.5 Data Akhir Kontrol Komersial Tahap Test.....	39
Table 4.6 Data Homogenitas	40
Table 4.7 Data Tahap Test	41
Tabel 4.8 GLM <i>Repeated Measure</i> pada Suhu Refrigerator (°C)	42
Table 4.9 GLM <i>Repeated Measure</i> pada Suhu Ruangan (°C)	42
Table 4.10 Range <i>Pooled Sera</i>	44
Table 4.11 Data Perbandingan	47